




18.03.2022
16:59:54
GMT+00:00



U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Direttore: Dott. S. Sciacca

Prot DIRSIMT 69/2022

Catania, 18 Marzo 2022

Alla UO Provveditorato
Alla UO Farmacia
Al SIA

SEDE

Oggetto: acquisto strumentazione e reattivi di immunoematologia

Si riscontra la nota 108/IC dell'11/3/2022 del Responsabile SIA ed Ingegneria clinica e viene modificato, come di seguito, il capitolato tecnico a cui si fa riferimento:

N° 3 strumenti completamente automatici identici per l'esecuzione di test di immunoematologia con metodica di agglutinazione su colonna.		In service
N° 1 modulo centrifuga e n.1 modulo incubatore per lettura manuale schedine oppure un unico modulo . integrato		In service
N° 1 sistema per la validazione in remoto degli esami di immunoematologia.		In service
N° 3 stampanti termiche mod. Zebra		In service

Tel.: 095-7594382 FAX: 095-7594900 E-mail: s.sciacca@ao-garibaldi.ct.it
PEC: immunotrasfusionale@pec.ao-garibaldi.ct.it

18.03.2022
16:59:54
GMT+00:00



U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Direttore: Dott. S. Sciacca

Caratteristiche minime strumento: > Modalità di accesso Random, Batch e priorità Urgenze > Capacità di alloggiamento di almeno 120 schedine > Tempi di metodica ridotti non superiori a 10 minuti di centrifugazione e 15 minuti di incubazione. > Esecuzione completamente automatica delle titolazioni con emazie test al 3% e/o allo 0,8% secondo la metodica proposta > Esecuzione in urgenza di compatibilità a 37°C in un tempo inferiore a 30 minuti. > Lettura delle schedine con telecamera ad alta definizione. > Perforazione automatica delle schedine.		
	Numero Test	Euro/test
Gruppo Diretto (A,B,AB,D,CDE)	10.000	3,8
Gruppo Indiretto A1-A2-B-0	10.000	2,57
Gruppo diretto con doppio anti d (AB0/D1/D2)	2000	3,8
Fenotipo Rh completo di Kell	2700	5,9
ABO / Rh neonati	1700	4,7
Kell	1.000	0,58
Schede neutre Coombs	300	3,5
Schede neutre	200	1,5
Controllo gruppo ABD	12.000	1,95
Prove Compatibilità Coombs 37°C	8.000	0,75
RAI a tre cellule Coombs in coombs polispecifico	10.000	2,25
Identificazione anticorpi a 33 cellule	50	21,0

Tel.: 095-7594382 FAX: 095-7594900 E-mail: s.sciacca@ao-garibaldi.ct.it
PEC: immunotrasfusionale@pec.ao-garibaldi.ct.it

SANTI
18.03.2022
16:59:54
GMT+00:00



U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Direttore: Dott. S. Sciacca

Coombs diretto	800	0,75
Coombs diretto monospecifico	200	2,25
Emazie A1, A2, B, 0 , in abbonamento mensile	16.800	0,65
Emazie a tre cellule, in abbonamento mensile	21.600	0,65
Pannello di identificazione almeno 30 cellule pronte all'uso per metodica in schedina	420	15,0
Controllo qualità interno	42	90,0
Controllo di qualità esterno VEQ	Si	
ANTISIERI LIQUIDI MONOCLONALI DA UTILIZZARE IN AUTOMATICO		
Tabella N°2		
1. ANTI D weak	850	0,32
2. ANTI DVI	850	0,32
3. ANTI M	500	0,9
4. ANTI N	500	0,9
5. ANTI S	500	1,8
6. ANTI s	500	1,8
7. ANTI P1	500	2
8. ANTI k (cellano)	500	1,7
9. ANTI Lea	125	3,6
10. ANTI Leb	125	3,6
11. ANTI Fya	125	3,6
12. ANTI Jka	125	3,6
13. ANTI JkB	125	3,6
14. ANTI K cellano	625	0,98
ANTISIERI LIQUIDI MONOCLONALI E REAGENTI PER USO MANUALE		
1. ANTI-A	20.000	0,1
2. ANTI-B	20.000	0,1

Tel.: 095-7594382 FAX: 095-7594900 E-mail: s.sciacca@ao-garibaldi.ct.it
PEC: immunotrasfusionale@pec.ao-garibaldi.ct.it



U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Direttore: Dott. S. Sciacca

3. ANTI-AB	20.000	0,1
4. ANTI-D	10.000	0,1
6. ANTI-CDE	5.000	0,4
7. ANTI Kell	5000	0,65
8. Siero anti IgG	2000	1,6
9. Albumina bovina al 22%	1000	1,3
10. Rh control	750	0,66
11. Siero di Coombs policlonale IgG-C3d C3b	750	0,5
12. Bromelina	750	0,6
13. Siero anti complemento	97	6,5



SCIACCA
SANTI
18.03.2022
16:59:54
GMT+00:00

Tel.: 095-7594382 FAX: 095-7594900 E-mail: s.sciacca@ao-garibaldi.ct.it
PEC: immunotrasfusionale@pec.ao-garibaldi.ct.it