

Prot. 2001/kae

Catania 19 APR 2017

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato: Acquisto di Elettrostimolatore per ano-rettale plastica sagittale posteriore

Dovendo acquisire n. 1 Elettrostimolatore per ano-rettale plastica sagittale posteriore con caratteristiche che si allegano, per il quale sembrerebbe sussistere specificità, si procede alla presente indagine di mercato onde avere eventuale conferma della stessa e/o l'esistenza sul mercato di prodotti equivalenti ex art. 68 D.lg.50/2017 s.m.i. (Codice Appalti). Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano lo stesso.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.


Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dr. Ottaviano Calaciura, tel. 095/7592128 – fax 095/7594908

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato

Dott.ssa Ersilia Riggi






AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

PROT. /Cal
SETTORE PROVVEDITORATO

CAPITOLATO TECNICO ELETTROSTIMOLATORE

- Accensione con interruttore on/off;
- Durata LO (200 μ s) o HI (500 μ s), interruttore a due posizioni;
- Limite dello stimolo (compliance) 100 V;
- Frequenza di output 50 Hz;
- Abilitazione output, interruttore (se usato con la pedaliera, l'interruttore attiva lo stimolatore e la pressione sulla pedaliera attiva lo stimolo);
- Connessione output, 4mm touchproof;
- Connessione pedaliera, pannello posteriore, jack mono

INDICATORI PANNELLO FRONTALE:

- Potenza, LED verde, illuminato per l'accensione;
- Trigger, LED ambra, illuminato per indicare che il trigger di stimolazione è attivo;
- Limite dello stimolo (compliance), LED ambra, illuminato se viene raggiunto il limite di conformità e la corrente richiesta non può essere erogata;
- Reset/Errore, LED rosso;

ALTRI:

- Potenza, 100-120V o 200-240V, 47-63Hz, 12VA
- Classificazione, Classe 1 Tipo BF
- Safety, EN60601:2006