

Prot. 5675

Catania 23 DIC. 2016

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di consultazioni preliminari di mercato - Fornitura materiale specialistico – Cute artificiale -.

E' intendimento di questa Azienda avviare indagine di mercato al fine di verificare, giusta determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata in data 14.09.2016, l'esclusività e l'infungibilità del materiale specialistico Integra Dermal Regeneration Template (IDRT – TS) con silicone e/o l'esistenza sul mercato di prodotti che ottemperano in maniera equivalente, ex art. 68 D.Lg. 50/2016, ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, di cui all'allegato elenco (A).

Qualora si rilevi che trattasi di prodotti esclusivi ed infungibili, la presente consultazione di mercato è volta anche a verificare l'esclusività della commercializzazione.

Si attenzioni che la presente consultazione di mercato non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it


Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dott.ssa Olga Marletta , tel. 095/7594932 – fax 095/7594908

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato

Dott.ssa Ersilia Riggi



Integra® Dermal Regeneration Template (IDRT-TS) è una cute artificiale che rigenera il derma ed è costituita da 2 strati:

- Uno di silicone la cui micro porosità del presenta un tasso di permeabilità al vapore acqueo simile a quello di una cute normale
- Una matrice tridimensionale di collagene bovino ultrapuro di Tipo I con un rapporto di 90/10 di condroitina-6-solfato (glucosaminoglicano) e dimensione dei pori compresa tra i 30 e 120µ.

La matrice tridimensionale favorisce la crescita cellulare e la rigenerazione della struttura del derma, riducendo la risposta infiammatoria assicurando una resistenza specifica alla degradazione della collagenasi.

IDRT-SL (senza silicone) è costituita da un solo strato di collagene e condroitina-6-solfato (glucosaminoglicano) e viene utilizzato come riempitivo e/o utilizzando la tecnica one-step, ossia posizionando in un solo tempo il prodotto con l'innesto epidermico autologo del paziente.

Integra® Flowable Wound Matrix è costituita da collagene di tendine di flessore bovino cross-linkato e condroitina-6-solfato (glucosaminoglicano). E' una matrice fluida per ferite profonde dei tessuti molli o ferite tunnellizzate che rappresenta la soluzione per il trattamento di lesioni come, ulcere diabetiche, piaghe da decubito, ulcere venose vascolari croniche e altre ferite compatibili con l'impiego di una matrice liquida.

L'utilizzo di Integra permette di ovviare alle difficoltà di copertura di gap cutanei importanti, post traumatici e non, anche in presenza di esposizione di tessuti ossei e tendinei, offrendo una valida alternativa ad interventi di elevata complessità e morbilità quali l'allestimento di lembi microvascolari, non sempre peraltro realizzabili in pazienti defedati, affetti da patologie metaboliche o vascolari.

Consente inoltre di ridurre i tempi di ospedalizzazione contribuendo di fatto a contenere i costi complessivi di trattamenti di per se stessi di lunga durata e particolarmente onerosi.

Attualmente non esistono in commercio prodotti equivalenti per caratteristiche, prestazioni e risultati ottenibili.

Per i motivi di cui sopra si richiede l'acquisto di Integra® Dermal Regeneration Template (IDRT-TS) con silicone:

Fabbisogno annuo previsto

- N° 5 conf. Integra 1 pz. Codice 82021 (misura 5 cm x 5 cm)
- N° 5 conf. Integra 1 pz. Codice 84051 (misura 10 cm x 12,5 cm)
- N° 5 conf. Integra 1 pz. Codice 84101 (misura 10 cm x 25 cm)
- N° 1 conf. Integra 1 pz. Codice 88101 (misura 20 cm x 25 cm)
- N° 5 conf. Integra Flowable Wound Matrix Codice FDR301 (3 CC)