

Prot. 3185

**Settore Provveditorato**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**Oggetto : Avviso di Indagine di mercato per il mantenimento della estensione del reservoir creato in interventi di chirurgia bariatrica .**

E' intendimento di questa ARNAS avviare indagine di mercato per l'eventuale fornitura del dispositivo medico indicato in oggetto avente le caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nell'allegato "A".

Si procede alla presente indagine di mercato al fine di verificare se trattasi di bene infungibile fornito da un operatore economico specifico e/o l'esistenza sul mercato di soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche garantendo il soddisfacimento delle esigenze cliniche.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione.

Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it)


Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi


Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dott.ssa Marletta Olga , tel. 095/7594851 – fax 095/7594908

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Olga Marletta



Il Dirigente Responsabile F.F.  
Settore Provveditorato  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



## ALLEGATO "A"

Il Minimizer© è un dispositivo radiopaco, in gomma siliconica, autobloccante, per il mantenimento della estensione del reservoir creato in interventi di chirurgia bariatrica quali Bypass gastrico e Sleeve Gastrectomy.

È infatti documentato che procedure riduttive o di malassorbimento per l'obesità portano nel medio-lungo termine ad un inevitabile nuovo aumento di peso, dovuto proprio alla dilatazione della tasca creata in seguito all'intervento. Ne consegue che solamente il 60% dei pazienti nei 5 anni successivi riesce a mantenere una perdita di peso adeguata. D'altro canto i recenti studi con follow up di almeno 10 anni hanno dimostrato che il bendaggio del reservoir, in operazioni di bypass gastrico, permette di mantenere ben più del 50% del peso perso, nel 90% dei pazienti sottoposti all'intervento.

L'anello è di consistenza morbida per la sicurezza e il comfort del paziente. È regolabile in quattro diverse misure, da cm 6,5 a cm 8, per adattarsi al genere, al BMI del paziente e al tipo di intervento.

Il meccanismo autobloccante del dispositivo ne permette l'utilizzo anche in interventi di chirurgia bariatrica con tecnica videolaparoscopica.

Per le suddette motivazioni, ritenendo tale dispositivo necessaria risposta ad un bisogno dei nostri pazienti e fondamentali per la nostra attività, se ne richiede l'acquisto di almeno tre unità (codice prodotto MMRING).

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgerne